



Zračni peskalnik

QUICK JET M



Poliranje



Možnost sterilizacije



Kompakten

■ Vaši pacienti si želijo belih zob.


Prašni snop zlahka odstrani zabarvanost zaradi tobaka, čajnega tanina, madeže in zobne obloge. S peskalnikom Quck Jet M, se belina in sijaj zob hitro obnovita.

Kompaktna in udobna zasnova.



Enostavno prenosljiva in prostorsko varčna zasnova. Prikluči se na turbinsko cev, enostavna namestitvev. Uporabniku prijazen ročaj se udobneje prilaga roki.

Prilega se skoraj vsem sklopkam večjih proizvajalcev.



Quick Jet M je na voljo v sedmih variantah. Na voljo variante s petimi različni standardi sklopke ter v varianti kompatibilni s 2- in 4- hole konektorji.



Večja učinkovitost čiščenja z novo zasnovano glavo.

Manjša šoba omogoča natančno in učinkovito čiščenje. Vrtljiva glava zlahka očisti površine, ki so težko dostopne z večjimi glavami.



Možnost sterilizacije v avtoklavu.



Vse komponente peskalnika lahko sterilizirate v avtoklavu. Notranje poti, od glave do pet, se lahko očistijo hitro in enostavno.

Na voljo v dveh barvah



Quick Jet M je na voljo v 2 barvah.

- bela
- črna

Tehnične lastnosti

Model	QUICK JET M - K	QUICK JET M - W	QUICK JET M - S	QUICK JET M - B	QUICK JET M - N	QUICK JET M - 4H	QUICK JET M - 2H
Standard sklopke oz. cevi	MULTIflex® sklopka	Roto Quick® sklopka	Sirona® sklopka	Unifix® sklopka	Mach®/Phatelus® sklopka	ISO standard 4-Hole	ISO standard 2-Hole
Poraba peska	4 g/min pri tlaku 4 bar						
Potreben pritisk	2,5 do 4 bar						
Length	201 mm	200 mm	196 mm	196 mm	208 mm	207 mm	204 mm
Teža	142 g	136 g	137 g	133 g	144 g	143 g	143 g

MULTIflex® je registrirana blagovna znamka KaVo Dental GmbH.
Roto Quick® je registrirana blagovna znamka W&H Deutschland GmbH.
Sirona® je registrirana blagovna znamka Sirona Dental Systems GmbH.

Unifix® je registrirana blagovna znamka Bien-Air Holding SA.
Mach in Phatelus® sta registrirani blagovni znamki NAKANISHI INC.
Specifikacije se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo zaradi izboljšav.